



青岛谱尼测试有限公司

检测报告

报告编号 NT01KA6D3992869HR

样品名称 伊兰之谜®活性因子抑菌片

送检单位 江苏科荣生物医药有限公司

报告日期 2025 年 03 月 27 日



说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位印章无效，复印件无效。
- 三、对本检验报告有异议，可在收到报告之日起 30 日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由检验机构存档。

检验机构地址：山东省青岛市高新区丰茂路 17 号

电 话： 0532-88706866

邮政编码： 266114

传 真： 0532-88706877

青岛谱尼测试有限公司
检测报告

No. NT01KA6D3992869HR

第 1 页/共 6 页

样 品 名 称	伊兰之谜®活性因子抑菌片	样 品 数 量	120 片
送 检 单 位	江苏科荣生物医药有限公司	样 品 性 状	片剂
生 产 单 位	江苏科荣生物医药有限公司	规 格 或 型 号	0.5g/片
生 产 日 期 或 批 号	20240428	接 样 日 期	2025 年 02 月 25 日
保 质 期 或 限 期	—	检 验 完 成 日 期	2025 年 03 月 14 日
使 用 日 期			

检测依据：《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.2、1.3、1.4、GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》附录 B、附录 E、《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.5。

评价依据：《消毒技术规范》（2002 年版）、GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》、Q/321120 JSKR 014-2024《伊兰之谜®活性因子抑菌片》。

检测结论：

1.伊兰之谜®活性因子抑菌片原样的铅为未检出（<1.5 mg/kg）、汞为未检出（<0.002 mg/kg）、砷为未检出（<0.01 mg/kg），符合 Q/321120 JSKR 014-2024《伊兰之谜®活性因子抑菌片》的要求。

2.伊兰之谜®活性因子抑菌片原样经检测细菌菌落总数<5 CFU/g，真菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、溶血性链球菌均未检出，符合 GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》的要求。

3.伊兰之谜®活性因子抑菌片稀释液（样品：水=1 片：2mL），作用 5min，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的抑菌率均>90%，产品有较强抑菌作用，符合 GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》的要求。

4.一次阴道黏膜刺激试验，依据《消毒技术规范》（2002 年版），对受试物开展一次阴道黏膜刺激试验评价。本试验条件下结果如下：一次阴道黏膜刺激试验结果显示，依据消毒产品阴道黏膜刺激强度分级，该受试物对日本大耳白兔一次阴道黏膜刺激反应强度为无刺激性，符合《消毒技术规范》（2002 年版）的标准要求。

注：一次阴道黏膜刺激试验为分包项目，分包项目不在本公司资质认定范围内。

承担分包单位：谱尼测试集团股份有限公司（资质认定证书编号：220000343608）。



签发日期：2025 年 03 月 27 日

批 准 人：张亮红

审 核 人：岳峰伟

编 制 人：薛莉斐



211520341971

青岛谱尼测试有限公司 检测报告

No. NT01KA6D3992869HR

第 2 页/共 6 页

样 品 名 称	伊兰之谜®活性因子抑菌片	接 样 日 期	2025 年 02 月 25 日
检 测 项 目	重金属（铅、汞、砷）	检 测 完 成 日 期	2025 年 02 月 27 日

一、器材

1. 试验样品：伊兰之谜®活性因子抑菌片。
2. 仪器设备：原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪等。
3. 标准溶液：铅 1000μg/mL，国家钢铁材料测试中心 钢铁研究总院。
汞 1000μg/mL，钢研纳克检测技术股份有限公司 国家钢铁材料测试中心。
砷 1000μg/mL，钢研纳克检测技术股份有限公司 国家钢铁材料测试中心。

二、方法

1. 检测依据：《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.2、1.3、1.4。
2. 检测条件：铅试验环境温度 22.7℃，相对湿度 29%RH；汞、砷试验环境温度 19.6℃，相对湿度 31%RH。

三、结果

经检测，伊兰之谜®活性因子抑菌片原样铅、汞、砷检测结果见下表。

铅、汞、砷检测结果

检测项目	检测序号	结果	平均值	限值
铅, mg/kg	1-1	未检出 (<1.5)	未检出 (<1.5)	≤10
	1-2	未检出 (<1.5)		
汞, mg/kg	2-1	未检出 (<0.002)	未检出 (<0.002)	≤1
	2-2	未检出 (<0.002)		
砷, mg/kg	3-1	未检出 (<0.01)	未检出 (<0.01)	≤2
	3-2	未检出 (<0.01)		

四、结论

伊兰之谜®活性因子抑菌片原样的铅为未检出 (<1.5 mg/kg)、汞为未检出 (<0.002 mg/kg)、砷为未检出 (<0.01 mg/kg)，符合 Q/321120 JSKR 014-2024《伊兰之谜®活性因子抑菌片》的要求。



签发日期：2025 年 03 月 27 日

批准人：张亮红 审核人：岳峰伟 编制人：薛莉斐

④ Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

青岛谱尼测试有限公司

公司地址：山东省青岛市高新区丰茂路 17 号

电话：0532-88706866 传真：0532-88706877



青岛谱尼测试有限公司
检测报告

No. NT01KA6D3992869HR

第 3 页/共 6 页

样 品 名 称	伊兰之谜®活性因子抑菌片	接 样 日 期	2025 年 02 月 25 日
检 测 项 目	微生物指标（细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）	检 测 完 成 日 期	2025 年 03 月 01 日

一、器材

1. 试验样品：伊兰之谜®活性因子抑菌片。
2. 培养基及其它：营养琼脂培养基、葡萄糖肉汤、沙氏培养基等。
3. 仪器设备：电热恒温培养箱、霉菌培养箱、生物安全柜等。

二、方法

1. 检测依据：GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》附录 B。
2. 检测条件：试验环境温度 19.8~21.2℃，相对湿度 47~53%RH。

三、结果

经检测，伊兰之谜®活性因子抑菌片原样微生物指标检测结果见下表。

微生物指标检测结果

检测项目	检测结果	限值
细菌菌落总数，CFU/g	<5	≤20
真菌菌落总数	未检出	不得检出
大肠菌群	未检出	不得检出
铜绿假单胞菌	未检出	不得检出
金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出
溶血性链球菌	未检出	不得检出

四、结论

伊兰之谜®活性因子抑菌片原样经检测细菌菌落总数<5 CFU/g，真菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、溶血性链球菌均未检出，符合 GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》的要求。

（本页以下空白）



签发日期：2025 年 03 月 27 日

批 准 人：

张光红

审 核 人：

岳峰伟

编 制 人：

薛蕊斐



211520341971

No. NT01KA6D3992869HR

青岛谱尼测试有限公司 检测报告

第 4 页/共 6 页

样 品 名 称	伊兰之谜®活性因子抑菌片	接 样 日 期	2025 年 02 月 25 日
检 测 项 目	抑菌率试验（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌）	检 测 完 成 日 期	2025 年 03 月 14 日

一、器材

- 1.试验样品：伊兰之谜®活性因子抑菌片。
- 2.试验菌株：大肠杆菌 8099，来源：广东省微生物菌种保藏中心，4 代；
金黄色葡萄球菌 ATCC 6538，来源：ATCC，4 代；
白色念珠菌 ATCC 10231，来源：ATCC，4 代。
- 3.仪器设备：电热恒温培养箱、生物安全柜等。

二、方法

- 1.检测依据：GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》附录 E。
- 2.检测条件：试验环境温度 20.7~23.2℃，相对湿度 47~52%RH。

三、结果

经检测，伊兰之谜®活性因子抑菌片稀释液（样品：水=1 片：2mL）对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌进行抑制微生物试验，结果见下表。

抑制微生物试验检测结果

试验用菌种名称及编号	作用浓度	作用时间，min	抑菌率，%	平均抑菌率 %	效果评价
大肠杆菌 8099	稀释液（样品：水=1 片：2mL）	5	>99.99	>99.99	产品有较强抑菌作用
			>99.99		
			>99.99		
金黄色葡萄球菌 ATCC 6538	稀释液（样品：水=1 片：2mL）	5	>99.99	>99.99	产品有较强抑菌作用
			>99.99		
			>99.99		
白色念珠菌 ATCC 10231	稀释液（样品：水=1 片：2mL）	5	98.2	98.2	产品有较强抑菌作用
			98.4		
			97.9		

备注：效果评价标准：GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》
抑菌率≥50%~90%，产品有抑菌作用；抑菌率≥90%，产品有较强抑菌作用。

四、结论

伊兰之谜®活性因子抑菌片稀释液（样品：水=1 片：2mL），作用 5min，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的抑菌率均>90%，产品有较强抑菌作用，符合 GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》的要求。

（检验机构盖章）

签发日期：2025 年 03 月 27 日

批 准 人：

张亮红

审 核 人：

岳峰伟

编 制 人：

薛花斐



211520341971

青岛谱尼测试有限公司 检测报告

No. NT01KA6D3992869HR

第 5 页/共 6 页

样 品 名 称	伊兰之谜®活性因子抑菌片	接 样 日 期	2025 年 02 月 25 日
检 测 项 目	一次阴道黏膜刺激试验	检 测 完 成 日 期	2025 年 03 月 13 日

一、器材

1. 样品信息

受试物：伊兰之谜®活性因子抑菌片。

2. 实验动物

日本大耳白种家兔，普通级，体重：2.0 kg~2.5 kg，共 6 只，雌性。由北京金牧阳实验动物养殖有限责任公司提供，生产许可证号：SCXK（京）2020-0003。

动物饲养管理条件：温度 18℃~26℃，相对湿度 30%~70%，光照 12 h 明暗交替。自由饮水，饲以标准块状维持饲料，动物饲料购自斯贝福（北京）生物技术有限公司（生产许可证号：SCXK（京）2024-0001）。本单位实验动物使用许可证号：SYXK（京）2024-0036。

3. 主要仪器与试剂

电子天平 等。

二、方法

1. 检测依据：《消毒技术规范》（2002 年版） 2.3.5 阴道黏膜刺激试验。

2. 试验方法：1 片样品与 2mL 生理盐水溶解后使用。将试验动物分为样品组及生理盐水组，每组 3 只。将长度为 8cm 左右的钝头软管与 2mL 的注射器连接。注射器和导管注满受试液备用。每只动物各准备一套。使用一次阴道黏膜刺激试验的染毒方法：将动物仰面固定，暴露出会阴和阴道口。将导管用受试液湿润后轻柔地插入阴道（4cm~5cm），并用注射器缓慢注入 2mL 受试液，抽出导管，完成染毒。对照组动物用生理盐水作同样处理。末次染毒后 24 h，采用气栓法处死动物，剖腹取出完整的阴道，纵向切开，肉眼观察是否有充血、水肿等表现，供病理取材时参考。然后将阴道放入 10%福尔马林溶液中固定 24 h 以上，选取阴道的两端和中央 3 个部位的组织制片，HE 染色后，进行组织病理学检查。将试验组 3 只动物 3 个部位的刺激反应积分相加后，再除以观察总数（动物数×3），得出试验组阴道黏膜刺激反应的平均积分，最大记分为 16。对照组评分方法同上。将试验组平均积分减去对照组平均积分得出刺激指数后，进行刺激强度分级。

（转下页）

青岛谱尼测试有限公司 检测报告

No. NT01KA6D3992869HR

第 6 页/共 6 页

(接上页)

三、结果

受试物对日本大耳白兔一次阴道黏膜刺激试验结果

组别	动物编号	刺激反应评分												平均 积分	刺激 指数
		A、上皮组织			B、白细胞浸润			C、血管充血			D、水肿				
对照组	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	/
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
样品组	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：平均积分= (A+B+C+D) / (动物数×3)。

四、结论

依据《消毒技术规范》(2002 年版)，对受试物开展一次阴道黏膜刺激试验评价。本试验条件下结果如下：
一次阴道黏膜刺激试验结果显示，依据消毒产品阴道黏膜刺激强度分级，该受试物对日本大耳白兔一次阴道黏膜刺激反应强度为无刺激性，符合《消毒技术规范》(2002 年版)的标准要求。

(以下空白)



批准人: 张光红

审核人: 岳峰伟

编制人: 薛莉斐



青岛谱尼测试有限公司

检测报告

报告编号	NS0SASED3117785HR
样品名称	伊兰之谜®活性因子抑菌片
送检单位	江苏科荣生物医药有限公司
报告日期	2025 年 02 月 27 日



说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位印章无效，复印件无效。
- 三、对本检验报告有异议，可在收到报告之日起 30 日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由检验机构存档。



检验机构地址：山东省青岛市高新区丰茂路 17 号

电 话： 0532-88706866

邮政编码： 266114

传 真： 0532-88706877



211520341971

青岛谱尼测试有限公司 检测报告

No. NS0SASED3117785HR

第 1 页/共 3 页

样 品 名 称	伊兰之谜®活性因子抑菌片	样 品 数 量	15 袋
送 检 单 位	江苏科荣生物医药有限公司	样 品 性 状	片剂
生 产 单 位	江苏科荣生物医药有限公司	规 格 或 型 号	0.5g/袋
生产日期或批号	20240428	接 样 日 期	2024 年 04 月 30 日
保 质 期 或 限 期	—	检 验 完 成 日 期	2024 年 05 月 09 日
使 用 日 期			

检测依据: GB/T 26367-2020《胍类消毒剂卫生要求》、《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.1.4。

评价依据: Q/321120 JSKR 014-2024《伊兰之谜®活性因子抑菌片》。

检测结论:

- 1.伊兰之谜®活性因子抑菌片原样的聚六亚甲基双胍含量为 0.45%，符合 Q/321120 JSKR 014-2024《伊兰之谜®活性因子抑菌片》的要求。
- 2.伊兰之谜®活性因子抑菌片稀释液(样品: 水=1 片: 10mL)的 pH 值为 6.22，符合 Q/321120 JSKR 014-2024《伊兰之谜®活性因子抑菌片》的要求。

(本页以下空白)



签发日期: 2025 年 02 月 27 日

批 准 人:

张亮红

审 核 人:

王石强

编 制 人:

薛莉斐



211520341971

青岛谱尼测试有限公司
检测报告

NO. NS0SASED3117785HR

第 2 页/共 3 页

样 品 名 称	伊兰之谜®活性因子抑菌片	接 样 日 期	2024 年 04 月 30 日
检 测 项 目	聚六亚甲基双胍含量	检 测 完 成 日 期	2024 年 05 月 09 日

一、器材

1. 试验样品：伊兰之谜®活性因子抑菌片，有效成分为聚六亚甲基双胍。
2. 仪器设备：紫外可见分光光度计等。

二、方法

1. 检测依据：GB/T 26367-2020《胍类消毒剂卫生要求》。
2. 检测条件：试验环境温度 20.3℃，相对湿度 32%RH。

三、结果

经检测，伊兰之谜®活性因子抑菌片原样的聚六亚甲基双胍含量检测结果见下表。

聚六亚甲基双胍含量检测结果

检测项目	检测序号	结果	平均值	限值
聚六亚甲基双胍，%	1-1	0.45	0.45	0.4~0.5
	1-2	0.45		

四、结论

伊兰之谜®活性因子抑菌片原样的聚六亚甲基双胍含量为 0.45%，符合 Q/321120 JSKR 014-2024《伊兰之谜®活性因子抑菌片》的要求。

(本页以下空白)



批准人：张亮红 审核人：王志强 编制人：薛莉斐



211520341971

青岛谱尼测试有限公司
检测报告

NO. NS0SASED3117785HR

第 3 页/共 3 页

样 品 名 称	伊兰之谜®活性因子抑菌片	接 样 日 期	2024 年 04 月 30 日
检 测 项 目	pH 值	检 测 完 成 日 期	2024 年 05 月 09 日

一、器材

1. 试验样品：伊兰之谜®活性因子抑菌片，有效成分为聚六亚甲基双胍。
2. 仪器设备：雷磁 PHS-3C pH 计。
3. 校正用标准缓冲溶液：校准缓冲溶液 1 pH 4.00
校准缓冲溶液 2 pH 6.86

二、方法

1. 检测依据：《消毒技术规范》（2002 年版）2.2.1.4。
2. 检测条件：试验环境温度 20.3℃，相对湿度 32%RH。
3. 直接测定其稀释液（样品：水=1 片：10mL）pH 值。

三、结果

经检测，伊兰之谜®活性因子抑菌片稀释液（样品：水=1 片：10mL）的 pH 值检测结果见下表。

pH 值检测结果

检测项目	检测序号	结果	平均值	限值
pH 值 (样品：水=1 片：10mL)	2-1	6.20	6.22	5.0~7.0
	2-2	6.24		

四、结论

伊兰之谜®活性因子抑菌片稀释液（样品：水=1 片：10mL）的 pH 值为 6.22，符合 Q/321120 JSKR 014-2024《伊兰之谜®活性因子抑菌片》的要求。

（以下空白）

批准人：

张光红

审核人：

王志强

编制人：

薛莉斐





青岛谱尼测试有限公司

检测报告

报告编号 NS0SASED3117795HR

样品名称 伊兰之谜®活性因子抑菌片

送检单位 江苏科荣生物医药有限公司

报告日期 2025 年 02 月 27 日



说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位印章无效，复印件无效。
- 三、对本检验报告有异议，可在收到报告之日起 30 日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由检验机构存档。

检验机构地址：山东省青岛市高新区丰茂路 17 号

电 话： 0532-88706866

邮政编码： 266114

传 真： 0532-88706877





211520341971

青岛谱尼测试有限公司
检测报告

No. NS0SASED3117795HR

第 1 页/共 2 页

样 品 名 称	伊兰之谜®活性因子抑菌片	样 品 数 量	10 袋
送 检 单 位	江苏科荣生物医药有限公司	样 品 性 状	片剂
生 产 单 位	江苏科荣生物医药有限公司	规 格 或 型 号	0.5g/袋
生产日期或批号	20240428	接 样 日 期	2024 年 04 月 30 日
保质期或限期 使用日期	—	检 验 完 成 日 期	2024 年 07 月 31 日

检测依据：《消毒技术规范》（2002 年版）2.2.3.2.1、GB/T 26367-2020《胍类消毒剂卫生要求》。

评价依据：《消毒技术规范》（2002 年版）。

检测结论：

伊兰之谜®活性因子抑菌片原样聚六亚甲基双胍初始含量为 0.45%，经 37℃存放 90d 后，无颜色变化，外观性状无明显变化，聚六亚甲基双胍含量为 0.42%，下降率为 6.67%，符合《消毒技术规范》（2002 年版）的要求，贮存有效期可定为 2 年。

（本页以下空白）



（检验机构盖章）

签发日期：2025 年 02 月 27 日

批准人：张亮红 审核人：王石强 编制人：薛莉斐



211520341971

青岛谱尼测试有限公司 检测报告

No. NS0SASED3117795HR

第 2 页/共 2 页

样 品 名 称	伊兰之谜®活性因子抑菌片	接 样 日 期	2024 年 04 月 30 日
检 测 项 目	稳定性测定 (37°C, 90d)	检 测 完 成 日 期	2024 年 07 月 31 日

一、器材

1. 试验样品：伊兰之谜®活性因子抑菌片，有效成分为聚六亚甲基双胍。

2. 仪器设备：紫外可见分光光度计等。

二、方法

1. 检测依据：《消毒技术规范》（2002 年版）2.2.3.2.1、GB/T 26367-2020《胍类消毒剂卫生要求》。

2. 检测条件：试验环境温度 24.8°C，相对湿度 68%RH。

3. 检测方法：对试样采用加速试验法，取完整包装样品置温度 37°C、相对湿度 75%RH 的恒温箱中保存 90d。于放置前后测定聚六亚甲基双胍含量。

三、结果

经检测，伊兰之谜®活性因子抑菌片原样聚六亚甲基双胍稳定性测定检测结果见下表。

稳定性测定检测结果

检测项目	放置前检测结果	放置后检测结果	下降率	限值
聚六亚甲基双胍，%	0.45	0.42	6.67	≤10

四、结论

伊兰之谜®活性因子抑菌片原样聚六亚甲基双胍初始含量为 0.45%，经 37°C 存放 90d 后，无颜色变化，外观性状无明显变化，聚六亚甲基双胍含量为 0.42%，下降率为 6.67%，符合《消毒技术规范》（2002 年版）的要求，贮存有效期可定为 2 年。

（以下空白）



（检验机构盖章）

签发日期：2025 年 02 月 27 日

批准人：张亮红

审核人：王石强

编制人：薛莉斐